

Link naar het product: <https://www.techcnc.nl/reinigingsconcentraat-em-200-p-449.html>

## Reinigingsconcentraat EM 200



Prijs	<b>49.00 Euro</b>
-------	-------------------

VOORRAAD	<b>Beschikbaar</b>
----------	--------------------

Verzendtijd	<b>48 uur</b>
-------------	---------------

Catalogusnummer	<b>10060</b>
-----------------	--------------

### Product omschrijving

## Reinigingsconcentraat EM 200

Het EM-200-concentraat wordt gebruikt voor desinfectie en reiniging van medische en cosmetische hulpmiddelen, endoscopen en andere elementen. Het wordt ook gebruikt om elementen schoon te maken die gevoelig zijn voor temperatuurschommelingen.

Een verpakking bevat 500 ml. vloeistof. Het concentraat moet worden verdund in water in een hoeveelheid tussen 1-2% van het watervolume en gedurende 15-60 minuten worden gereinigd (afhankelijk van de gebruikte concentratie - bij een lagere concentratie van de vloeistof is een langere reinigingstijd vereist om het beste effect te bereiken).

Inhoud:**500 ml.**